

## ウサギ抗マウスIgA（Fc）モノクローナル抗体

商品番号: CM0004781

### 前書き

マウスIgAのFc領域を特異的に認識する、高品質な結合ウサギモノクローナル抗体です。免疫学および粘膜免疫研究における細胞内フローサイトメトリー（FC intra）に最適です。CamelBioが提供する信頼性の高いIVD原料です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ | 仕様                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 製品名   | ウサギ抗マウスIgA（Fc）mAb                      |
| 対象種   | マウス                                    |
| 免疫原   | マウスIgAのアミノ酸99-344番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源    | ウサギ                                    |
| カテゴリー | モノクローナル抗体                              |
| 用途    | FC（細胞内）                                |
| 交差反応性 | マウス                                    |
| 発送    | 水袋                                     |