


Rabbit Anti-Mouse IgE Monoclonal Antibody For Fc - P06336

商品番号: CM0005253



前書き

標識マウスIgE定常領域を標的とするウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーに適しています。マウスIgEと特異的に反応します。分子量は約47 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Mouse IgE mAb
備考/別名	IGHE, Ig epsilon chain C region
種	マウス
免疫原	マウスIgE (P06336) のアミノ酸83-421に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	P06336
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋