


ウサギ抗マウスIgEモノクローナル抗体 フローサイトメトリー（細胞内染色）用 - P06336

商品番号: CM0011739



前書き

マウスIgE重鎖定常領域を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーで検証済み。アレルギーおよび免疫研究用マウスモデルにおけるIgE発現B細胞および形質細胞の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIgE mAb
備考／別名	IGHE、Igイプシロン鎖C領域
種	マウス
免疫原	組換えタンパク質；マウスIgE（P06336）のアミノ酸83～421に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	P06336
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ