


フローサイトメトリー（細胞内）用 標識 ウサギ 抗マウス IgE

モノクローナル抗体 - P06336

商品番号: CM0008960



前書き

マウス IgE 定常領域 (P06336) に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイト
メトリー用に検証済み。アレルギー性疾患および寄生
虫疾患における IgE
を介した免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス IgE mAb
備考/別名	IGHE, Ig epsilon chain C region
種	マウス
免疫原	マウス IgE (P06336) のアミノ酸 83-421 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	P06336
タンパク質分子量	47kDa
発送条件	保冷剤