


ウサギ由来 マウス抗IgG1 Mab（Fc用） - P01868

商品番号: CM0011425



前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ由来マウスIgG1モノクローナル抗体です。免疫原は組換えタンパク質で、マウスIgG1に特異的に反応します。診断アッセイ開発や研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ由来 マウス抗IgG1 mAb
別名	IgG1
対象種	マウス
免疫原	マウスIgG1 (P01868) のアミノ酸98-324番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P01868
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤