


ウサギ 抗マウス IgG1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01868

商品番号: CM0009721



前書き

マウスIgG1定常領域を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルを用いたフローサイトメトリー（FC）で検証済み。免疫学研究および診断アッセイ開発におけるアイソタイプ特異的検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス IgG1 mAb
備考/別名	IgG1
種	マウス
免疫原	マウスIgG1（P01868）のアミノ酸98-324に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01868
タンパク質分子量	36kDa
発送条件	保冷バッグ