


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗マウス IgG1 モノクローナル抗体 - P01868

商品番号: CM0006003



前書き

フローサイトメトリー（FC）用の高親和性標識ウサギ抗マウスIgG1モノクローナル抗体。組換え免疫原は定常領域を標的とし、マウスサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス IgG1 mAb
備考/別名	IgG1
種	マウス
免疫原	マウスIgG1(P01868)のアミノ酸98-324に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01868
タンパク質分子量	36kDa
発送条件	保冷バッグ