

ウサギ抗マウスIgG2B モノクローナル抗体（Fc用） - P01867-2

商品番号: CM0008741

前書き

マウスIgG2b（Igh-3）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）でのマウスサンプル測定に対応した実績があり、免疫プロファイリングやアイソタイプ検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIgG2b mAb
備考／別名	IgG2b, Igh-3, gamma2b
対象種	マウス
遺伝子ID	16016
免疫原	マウスIgG2b（P01867-2）のアミノ酸14～113番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01867-2
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤