

ウサギ抗マウス IgM モノクローナル抗体 - P01872

商品番号: CM0010872



前書き

で標識された、マウス IgM 重鎖の定常領域を標的とするウサギモノクローナル抗体。マウス IgM 発現 B 細胞のフローサイトメトリー (FC) 検出用に検証済みで、免疫グロブリンおよび体液性免疫研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス IgM モノクローナル抗体
備考/別名	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
種	マウス
免疫原	マウス IgM (P01872) のアミノ酸 105-454 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01872
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷剤