

ウサギ抗マウスIgMモノクローナル抗体（Fc用） - P01872

商品番号: CM0011759



前書き

フローサイトメトリー（FC）用の標識ウサギ抗マウスIgMモノクローナル抗体で、IgM（Igh6）の定常領域を標的としています。マウスと反応し、B細胞の免疫表現型分類および液性免疫研究に最適です。CamelBioは検証済みのIVD原料を供給しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIgM mAb
備考/別名	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
対象種	マウス
免疫原	組換えタンパク質 マウスIgM（P01872）のアミノ酸105～454番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P01872
タンパク質分子量	50kDa/53kDa
発送	氷袋