

ウサギ抗マウスIgMモノクローナル抗体（Fc用） - P01872

商品番号: CM0009835



前書き

マウスを対象としたフローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みの、で標識されたウサギ抗マウスIgMモノクローナル抗体です。組換え免疫原はIgM重鎖定常領域（P01872）のアミノ酸105～454をカバーしています。B細胞の免疫表現型解析および液性免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIgM mAb
別名	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
対象種	マウス
免疫原	組換えタンパク質 マウスIgM（P01872）のアミノ酸105-454に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01872
タンパク質分子量	50kDa/53kDa
発送	保冷剤