

Rabbit Anti-Mouse IgM Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01872

商品番号: CM0004874



前書き

標識マウスIgM重鎖定常領域（P01872）を標的とするウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーにて検証済み。B細胞の免疫表現型解析、免疫応答研究、粘膜免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse IgM mAb
備考/別名	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
種	マウス
免疫原	マウスIgM（P01872）のアミノ酸105-454に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01872
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋