

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ 抗マウス IgM モノクローナル抗体 - P01872

商品番号: CM0004306



前書き

フローサイトメトリー用、マウス IgM 重鎖定常領域 (P01872) に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。マウス特異的で、B
細胞および体液性免疫研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス IgM モノクローナル抗体
備考/別名	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
種	マウス
免疫原	マウス IgM (P01872) のアミノ酸 105-454 に対応する配列を含む組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P01872
タンパク質分子量	50kDa
発送条件	保冷剤