


ウサギ抗マウスIL-12 P40

モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P43432

商品番号: CM0010852



前書き

マウスIL-12

p40に対する結合ウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。免疫と炎症の重要な制御因子であるIL-12とIL-23に共通するp40サブユニットを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIL-12 p40 mAb
別名	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	3593
GeneID	16160
免疫原	組換えタンパク質 マウスIL-12 p40(NP_001290173.1)のアミノ酸23-335番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	P43432
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋