

Rabbit Anti-Mouse Il-13 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P20109

商品番号: CM0005602

前書き

マウスインターロイキン-13 (IL-13) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に設計されており、アレルギー性炎症、サイトカインシグナル伝達、および免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse IL-13 mAb
備考/別名	IL-13
種	マウス
GeneID (ヒト)	3596
GeneID	16163
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	P20109
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバック