

細胞内フローサイトメトリー用 標識 ウサギ 抗マウス IL-13 モノクローナル抗体 - P20109

商品番号: CM0004134

前書き

マウス IL-13 を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーで検証済み。マウスに反応し、アレルギー性炎症および免疫応答に関与する 14 kDa サイトカイン。免疫学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ 抗マウス IL-13 mAb
備考/別名	IL-13
種	マウス
GeneID (ヒト)	3596
GeneID	16163
免疫原	組換えタンパク質 マウス IL-13 (NP_032381.1) のアミノ酸 20-131 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	P20109
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ