

Rabbit Anti-Mouse Il-17A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q62386

商品番号: CM0011344

前書き

マウスIL-17Aを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローササイトメトリー（FC）で検証済みです。18 kDaのサイトカインを認識し、マウスサンプルにおけるTh17および自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse IL-17A mAb
備考/別名	Il17; CtlA8; IL-17; CtlA-8; IL-17A
種	Mouse
GeneID (ヒト)	3605
GeneID	16171
免疫原	組換えタンパク質 マウスIL17Aのアミノ酸26-158に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_034682.1)
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	Mouse
SWISS	Q62386
タンパク質分子量	18 kDa
配送	Ice bag