

ウサギ抗マウスIL-9 Mab - P15247

商品番号: CM0004923



前書き

細胞内フローサイトメトリー用の、マウスインターロイキン9（IL-9、P40）に対する結合ウサギモノクローナル抗体です。マウスサンプルでの検証が済み、免疫応答や肥満細胞の分化に関与する重要なTh2サイトカインを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIL-9 mAb
備考/別名	P40; IL-9
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3578
遺伝子ID	16198
免疫原	マウスIL-9 (NP_032399.1) のアミノ酸19-114番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	P15247
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	氷袋