

ウサギ抗マウス IL1R1/Cd121A Mab - P13504

商品番号: CM0008246

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（マウスIL1R1/CD121a用）。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。マウスIL-1受容体タイプ1と特異的に反応します。免疫学および神経炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	ウサギ抗マウス IL1R1/CD121a mAb
備考/別名	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RTL; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
種	マウス
GeneID (ヒト)	3554
GeneID	16177
免疫原	マウスIL1R1/CD121a (NP_032388.1) のアミノ酸20-338に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13504
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスバッグ