

ウサギ抗マウスIL1R1/Cd121A モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用 - P13504

商品番号: CM0010088

前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗体で、マウスIL-1受容体タイプ1（IL1R1/CD121a）を対象とし、フローサイトメトリーでの使用に適しています。マウスサンプルで検証済みです。IL-1シグナル伝達および免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIL1R1/CD121a mAb
別名	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	3554
GeneID	16177
免疫原	マウスIL1R1/CD121a (NP_032388.1) のアミノ酸20-338に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P13504
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	保冷剤