

細胞内フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗マウス IL22 モノクローナル抗体 - Q9Jjy9

商品番号: CM0009621



前書き

マウス IL-22 に特異的な
標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイト
メトリー（FC
intra）で検証済み。サイトカインシグナル伝達、組織
再生、炎症反応に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス IL22 mAb
備考/別名	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	50616
遺伝子ID (マウス)	50929
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (intra)
交差反応性	マウス
SWISS	Q9JJY9
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ