

ウサギ抗マウス IL22 モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - Q9Jjy9

商品番号: CM0009506



前書き

マウス IL22 に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイト
メトリーでの検証済み。IL-22
を介した上皮再生、バリア機能、炎症反応の研究に適
しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス IL22 mAb
備考／別名	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
種	マウス
GeneID (ヒト)	50616
GeneID	50929
免疫原	マウス IL22 のアミノ酸 34~179 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_058667.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	Q9JJY9
タンパク質分子量	20kDa
輸送	アイスバッグ