

ウサギ抗マウスインテグリンA1/Cd49A モノクローナル抗体（Fc用） - Q3V3R4

商品番号: CM0011060

前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗マウスインテグリンα1/CD49aモノクローナル抗体。細胞接着および増殖制御に関与するラミニン／コラーゲン受容体を認識します。マウスと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスインテグリンα1/CD49a mAb
備考／別名	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3672
遺伝子ID	109700
免疫原	マウスインテグリンα1/CD49a（NP_001028400.2）のアミノ酸29～1141に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q3V3R4
タンパク質分子量	130 kDa
輸送	保冷バッグ