

## Rabbit Anti-Mouse Integrin Alpha 2/Cd49B Monoclonal Antibody For Fc - Q62469

商品番号: CM0008013

前書き

高品質な標識ウサギモノクローナル抗体（マウスIntegrin alpha 2/CD49b (DX5, GPIa)標的）。フローサイトメトリーで検証済み。細胞接着および移動に関与するコラーゲン受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Rabbit anti-Mouse Integrin alpha 2/CD49b mAb                      |
| 備考/別名       | DX5; GPIa; CD49B                                                  |
| 種           | マウス                                                               |
| 遺伝子ID (ヒト)  | 3673                                                              |
| 遺伝子ID (マウス) | 16398                                                             |
| 免疫原         | マウスIntegrin alpha 2/CD49b (NP_032422.2) のアミノ酸168-366を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源         | ウサギ                                                               |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                         |
| アプリケーション    | FC (フローサイトメトリー)                                                   |
| 交差反応性       | マウス                                                               |
| SWISS       | Q62469                                                            |
| タンパク質分子量    | 129kDa                                                            |
| 配送          | 氷袋                                                                |