

ウサギ抗マウスインテグリンA2/Cd49B

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q62469

商品番号: CM0012642

前書き

で標識された、マウスインテグリンα2/CD49b（DX5、GPIa、CD49B）に対するウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。インテグリンα2/β1は細胞接着と細胞外マトリックスの形成に関与するコラーゲン受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスインテグリンα2/CD49b mAb
別名	DX5; GPIa; CD49B
反応種	マウス
GeneID（ヒト）	3673
GeneID（マウス）	16398
免疫原	マウスインテグリンα2/CD49b（NP_032422.2）のアミノ酸168～366番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q62469
タンパク質分子量	129kDa
発送方法	保冷剤