

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス インテグリンA2/Cd49B

モノクローナル抗体 - Q62469

商品番号: CM0009174

前書き

マウスのインテグリンα2/CD49bに特異的に結合するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。細胞接着と血小板機能に不可欠なコラーゲン受容体を認識します。マウス試料への適用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス インテグリンα2/CD49b mAb
別名	DX5; GPIa; CD49B
対象種	マウス
ヒトGeneID	3673
GeneID	16398
免疫原	マウス インテグリンα2/CD49b (NP_032422.2) のアミノ酸168～366番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q62469
タンパク質分子量	129kDa
輸送方法	保冷剤