

ウサギ抗マウス Jam-1/Cd321 モノクローナル抗体（Fc用） - O88792

商品番号: CM0004681



前書き

マウス JAM-1/CD321 (UniProt O88792) を標的とした標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用に設計されており、タイトジャンクション、白血球遊走、血小板活性化の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス JAM-1/CD321 モノクローナル抗体
備考/別名	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
種	マウス
GeneID (ヒト)	50848
GeneID	16456
免疫原	組換えタンパク質 マウス JAM-1/CD321 (NP_766235.1) のアミノ酸27-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	O88792
タンパク質分子量	32kDa
発送条件	保冷バッグ