

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス Jam-1/Cd321 モノクローナル抗体 - O88792

商品番号: CM0008138



前書き

マウスJAM-

1/CD321に対する抱合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。タイトジャンクション形成および白血球遊走に関与する分子量32kDaのジャンクション接着分子Aを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗マウス JAM-1/CD321 mAb
別名	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	50848
GeneID	16456
免疫原	マウスJAM-1/CD321 (NP_766235.1) のアミノ酸27～242番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O88792
タンパク質分子量	32kDa
配送方法	保冷剤