

## Rabbit Anti-Mouse Ki67 Mab - E9Pvx6

商品番号: CM0008343

### 前書き

マウスKi67を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体で、に結合しています。細胞内フローサイトメトリー（FC）で検証済みであり、細胞周期およびがん研究において必須の増殖マーカーです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Rabbit anti-Mouse Ki67 mAb                                  |
| 備考/別名       | Ki67; Ki-67; D630048A14Rik                                  |
| 種           | マウス                                                         |
| GeneID (ヒト) | 4288                                                        |
| GeneID      | 17345                                                       |
| 免疫原         | マウスKi67 (NP_001074586.2) のアミノ酸1816-2163に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源         | ウサギ                                                         |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                   |
| アプリケーション    | FC (細胞内)                                                    |
| 交差反応性       | マウス                                                         |
| SWISS       | E9PVX6                                                      |
| タンパク質分子量    | 351kDa                                                      |
| 配送          | 氷袋                                                          |