

ウサギ抗マウス Ki67 モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用（細胞内染色） - E9Pvx6

商品番号: CM0012258

前書き

で標識された、マウスKi67に対するウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。マウス検体において351kDaの増殖マーカーKi-67を検出します。細胞周期や増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス Ki67 mAb
備考/別名	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	4288
GeneID	17345
免疫原	マウスKi67 (NP_001074586.2) のアミノ酸1816-2163に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内染色)
交差反応性	マウス
SWISS	E9PVX6
タンパク質分子量	351kDa
輸送	保冷バッグ