

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス Lamp1/Cd107A モノクローナル抗体 - P11438

商品番号: CM0004936



前書き

フローサイトメトリー用 標識ウサギ抗マウス

LAMP1/CD107a

モノクローナル抗体。オートファジー、NK細胞細胞傷害性、転移に参与するリソソーム膜糖タンパク質を標的とします。アミノ酸 208-363

に対応する組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗マウス LAMP1/CD107a mAb
備考/別名	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
種	マウス
GeneID (ヒト)	3916
GeneID (マウス)	16783
免疫原	マウス LAMP1/CD107a (NP_034814.2) のアミノ酸 208-363 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P11438
タンパク質分子量	43kDa
発送条件	保冷剤 (アイスバッグ)