

If/Icc、Fc用 ウサギ抗マウスLamp1/Cd107A モノクローナル抗体 - P11438

商品番号: CM0011296



前書き

免疫蛍光法およびフローサイトメトリー用の、マウス LAMP1/CD107aを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。リソソーム生合成、オートファジー、NK細胞傷害性の研究に最適です。マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスLAMP1/CD107a mAb
備考／別名	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
種	マウス
GeneID (ヒト)	3916
GeneID (マウス)	16783
免疫原	マウスLAMP1/CD107aのアミノ酸208～363に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_034814.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、FC
交差反応性	マウス
SWISS	P11438
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ