

ウサギ抗マウス Lamp1/Cd107A モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P11438

商品番号: CM0006197



前書き

マウスLAMP1/CD107aを標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光法およびフローサイトメトリー用途でバリデーション済みで、リソソーム生物学、オートファジー、NK細胞の細胞傷害性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス LAMP1/CD107a mAb
備考／別名	P2B ; Perk ; LGP-A ; CD107a ; Lamp-1 ; LGP-120
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3916
遺伝子ID	16783
免疫原	マウスLAMP1/CD107a (NP_034814.2) のアミノ酸208～363に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC
交差反応性	マウス
SWISS	P11438
タンパク質重量	43kDa
輸送	保冷剤