

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス Ly-49D モノクローナル抗体 - Q60651

商品番号: CM0011613

前書き

マウス Ly-

49D（キラー細胞レクチン様受容体4）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、NK細胞受容体および免疫プロファイリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス Ly-49D mAb
備考／別名	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
種	マウス
GeneID	16635
免疫原	マウス Ly-49D のアミノ酸66～263を含む組換え融合タンパク質 (NP_001239506.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q60651
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷バッグ