

ウサギ抗マウスLy-6A/E (Sca-1) Mab（フローサイトメトリー用） - P08648

商品番号: CM0010275



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、マウスLy-6A/E (Sca-1)を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。マウスサンプルで検証済みで、幹細胞研究および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスLy-6A/E (Sca-1) mAb
別名	TAP; Scal; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
対象種	マウス
遺伝子ID	110454
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	P08648
タンパク質分子量	114kDa
発送方法	保冷剤