

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス Ly-6A/E (Sca-1) モノクローナル抗体 - P05533

商品番号: CM0011491

前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗体で、マウスLy-6A/E (Sca-1)に対応し、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。マウスと反応し、幹細胞およびT細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス Ly-6A/E (Sca-1) mAb
別名	TAP; Scal; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
対象種	マウス
GeneID	110454
免疫原	マウスLy-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1)のアミノ酸27-111番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P05533
タンパク質分子量	114kDa
発送方法	保冷剤