

マウス抗Ly-6A/E (Sca-1) モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08648

商品番号: CM0009946



前書き

マウスLy-6A/E (Sca-1)

を標的とするPerCP/Cyanine5.5結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み、マウスと反応、115kDa。幹細胞および造血研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗マウス Ly-6A/E (Sca-1) mAb
備考/エイリアス	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
種	マウス
遺伝子ID	110454
免疫原	組換えタンパク質 マウスLy-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1) のアミノ酸27-111に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P08648
タンパク質分子量	115kDa
配送	アイスバッグ