

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス PD-L2/Cd273/B7-Dc

モノクローナル抗体 - Q9Wul5

商品番号: CM0004794



前書き

フローサイトメトリー用 共役ウサギ抗マウス PD-L2 (CD273/B7-DC)

モノクローナル抗体。免疫寛容およびがん研究におけるPD-

L2発現の検証に適しています。マウス試料に特異的です - Q9WUL5

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス PD-L2/CD273/B7-DC mAb
別名	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	80380
遺伝子ID	58205
免疫原	マウスPD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1) のアミノ酸20〜123番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	Q9WUL5
タンパク質分子量	28kDa
発送	氷袋梱包