

ウサギ抗マウス Rank/Cd265 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O35305

商品番号: CM0008760



前書き

マウスRANK/CD265 (TNFRSF11A) に対する標識ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。マウスRANKを認識し、破骨細胞形成と免疫調節に必須。マウスサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス RANK/CD265 mAb
備考/別名	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
種	マウス
GeneID (ヒト)	8792
GeneID	21934
免疫原	組換えタンパク質 マウスRANK/CD265 (NP_033425.3) のアミノ酸31-213に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	O35305
タンパク質分子量	67kDa
発送条件	保冷剤