

フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスRank/Cd265モノクローナル抗体 - O35305

商品番号: CM0004422



前書き

マウスRANK/CD265 (TNFRSF11A)

に対する結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。破骨細胞分化の研究やT細胞-樹状細胞相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスRANK/CD265 mAb
別名	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	8792
GeneID	21934
免疫原	マウスRANK/CD265 (NP_033425.3) のアミノ酸31〜213番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	O35305
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	氷袋