


Rabbit Anti-Mouse S100A9 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P31725

商品番号: CM0005901



前書き

標識マウスS100A9（MRP14、カルグラニユリンB、p14）用ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー向けに設計されており、白血球中のカルプロテクチン複合体の検出を可能にします。炎症、免疫学、および抗菌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse S100A9 mAb
備考/別名	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	6280
遺伝子ID	20202
免疫原	マウスS100a9 (NP_033140.1) のアミノ酸1-113に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	P31725
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスパック