

ウサギ抗マウス T-Bet/Tbx21

モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - Q9Jkd8

商品番号: CM0008968



前書き

マウス T-bet/Tbx21（Th1系譜の転写因子）を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーでバリデーション済みで、マウス T細胞における T-bet の特異的検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス T-bet/Tbx21 mAb
備考／別名	TBT1; Tbet; Tblym
種	マウス
GeneID（ヒト）	30009
GeneID	57765
免疫原	マウス T-bet/Tbx21（NP_062380.2）のアミノ酸 321～530 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	Q9JKD8
タンパク質分子量	58 kDa
輸送	保冷バッグ