

ウサギ抗マウスVcam-1/Cd106 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P29533

商品番号: CM0006129

前書き

マウスサンプルのフローサイトメトリー(FC)での使用が検証済みの標識ウサギ抗マウスVCAM-1/CD106モノクローナル抗体です。白血球接着や血管炎症の研究にご利用いただけます。UniProt ID: P29533。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗マウスVCAM-1/CD106 mAb
別名	CD106; Vcam-1
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	7412
GeneID	22329
免疫原	マウスVCAM-1/CD106 (NP_035823.3) のアミノ酸25-310番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P29533
タンパク質分子量	38kDa/81kDa
発送	保冷剤