

ウサギ抗マウス Vcam-1/Cd106 モノクローナル抗体 (Fc用) - P29533

商品番号: CM0005484

前書き

マウス VCAM-1 (CD106) 特異的な
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。白血球と血管内皮の接着および免疫監視経路を標的とします。組換え免疫原は細胞外ドメインをカバーしています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス VCAM-1/CD106 mAb
備考/別名	CD106; Vcam-1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7412
遺伝子ID	22329
免疫原	マウス VCAM-1/CD106 のアミノ酸 25-310 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_035823.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P29533
タンパク質重量	38kDa/81kDa
配送	アイスバッグ