

ウサギ抗マウス Vista Polymab® For Fc - Q9D659

商品番号: CM0008310

前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの ウサギ抗マウス VISTA PolymAb®。マウス VISTA タンパク質（34kDa）を検出します。免疫学研究およびT細胞活性化研究のための信頼性の高い試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス VISTA PolymAb®
備考／別名	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	64115
GeneID	74048
免疫原	マウス VISTA (NP_083008.1) のアミノ酸 33-191 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9D659
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ