

Rabbit Anti-Mouse Vista Polymab® For Fc - Q9D659

商品番号: CM0005267

前書き

マウスVISTA（Dies1/PD-1H）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。T細胞抑制、がん免疫療法、および自己免疫疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse VISTA PolymAb®
備考/別名	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	64115
GeneID	74048
免疫原	組換えタンパク質 マウスVISTA（NP_083008.1）のアミノ酸33-191に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9D659
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋