

Rabbit Anti-Mouse Vista Polymab® For Fc - Q9D659

商品番号: CM0004975

前書き

マウスVISTA（PD-1H）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。VISTAはT細胞抑制受容体であり、この抗体は免疫チェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse VISTA PolymAb®
備考/別名	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	64115
遺伝子ID	74048
免疫原	マウスVISTA（NP_083008.1）のアミノ酸33-191に相当する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9D659
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋