

ウサギ抗マウス/ヒトCD55 Mab（フローサイトメトリー用） - Q61475

商品番号: CM0007832

前書き

フローサイトメトリー用のマウス/ヒトCD55(DAF)を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。補体崩壊促進因子、GPIアンカー型、分子量42 kDaを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス/ヒトCD55 mAb
別名	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	1604
遺伝子ID	13136
免疫原	マウスCD55/DAF(NP_034146.2)のアミノ酸35-361番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q61475
タンパク質分子量	42KDa
輸送方法	氷袋