

ウサギ抗マウス/ヒト Cd55 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q61475

商品番号: CM0009231

前書き

マウスおよびヒト CD55/DAF を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済みの、42 kDa の GPI
アンカー型補体制御因子であり、ヒトおよびマウスの
サンプルに反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス/ヒト CD55 mAb
備考／別名	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
種	マウス
遺伝子 ID（ヒト）	1604
遺伝子 ID	13136
免疫原	マウス CD55/DAF（NP_034146.2）のアミノ酸 35～361 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q61475
タンパク質分子量	42KDa
輸送条件	保冷剤