

Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd27 Monoclonal Antibody For Fc - P41272

商品番号: CM0012089

前書き

フローサイトメトリー用Rabbit anti-Mouse/Rat CD27モノクローナル抗体。CD27 (TNFRSF7)、共刺激免疫チェックポイント受容体を標的とします。マウスおよびラットで検証済みです。T細胞、NK細胞、およびB細胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse/Rat CD27 mAb
備考/別名	S152; Tp55; Tnfrsf7
種	マウス
GeneID (ヒト)	939
GeneID	21940
免疫原	マウスCD27 (NP_001028298.1) のアミノ酸24-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
マウス、ラット	
SWISS	P41272
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ